



Clément Boyer

OSEE – Guide d'utilisation

(Outil de Suivi de l'Évolution Émotionnelle)

auteur Clément Boyer **établissement** ESGI **année** 2e année
date juin 2026

1. À quoi sert OSEE

OSEE est un outil qui vous aide à travailler la reconnaissance des émotions avec un enfant, et à suivre ses progrès d'une séance à l'autre.

Il se compose de deux parties. Une application sur tablette, avec laquelle l'enfant joue : il doit retrouver, sur une image, les visages qui expriment une émotion donnée. Un logiciel sur votre ordinateur, avec lequel vous gérez vos patients et consultez leur évolution. À la fin de chaque séance, les résultats du jeu passent de la tablette à l'ordinateur, et viennent compléter le suivi de l'enfant.

2. Ce qu'il vous faut

Pour utiliser OSEE, vous avez besoin de deux appareils : la tablette sur laquelle l'enfant joue, et votre ordinateur sur lequel vous gérez le suivi.

Les deux appareils ne sont jamais connectés à internet, et ne sont pas reliés entre eux. C'est voulu : les informations concernant l'enfant restent chez vous, rien ne circule sur un réseau. Pour échanger une information entre la tablette et l'ordinateur, l'un affiche un QR code à l'écran, et l'autre le lit avec sa caméra. C'est le seul canal d'échange, et c'est tout ce qu'il y a à retenir sur ce point.

3. La première fois : relier les deux appareils

Avant la toute première utilisation, il faut relier une fois la tablette et l'ordinateur. Cette étape s'appelle l'appairage. Elle ne se fait qu'une seule fois : une fois les deux appareils reliés, vous n'aurez plus à recommencer.

Sur l'ordinateur, ouvrez le logiciel et cliquez sur le bouton qui génère le QR code d'appairage. Un QR code s'affiche à l'écran. Sur la tablette, ouvrez l'application et lancez le scan, puis présentez la caméra de la tablette devant l'écran de l'ordinateur pour lire ce QR code. La tablette affiche alors à son tour un QR code de retour. Présentez-le devant la caméra de l'ordinateur. Les deux appareils sont maintenant reliés.

Une fois cette étape faite, vous pouvez créer autant de patients et mener autant de séances que vous voulez sans jamais refaire l'appairage.

4. Créer un patient

La création d'un patient se fait sur l'ordinateur. C'est lui qui garde la liste de vos patients.

Dans le logiciel, ouvrez le formulaire de création d'un nouveau patient et renseignez ses informations. L'ordinateur enregistre le patient et affiche un QR code de création de patient. Ce QR code contient l'identité du patient et le niveau de jeu choisi, prêts à être transmis à la tablette.

Sur la tablette, lancez le scan et présentez la caméra devant ce QR code. La tablette reconnaît le patient et l'affiche sur un écran de confirmation. Vous êtes prêt à commencer la séance.

L'enfant n'est donc jamais saisi sur la tablette : il est créé une fois sur l'ordinateur, puis transmis par QR code. La tablette ne conserve pas la liste des patients ; elle travaille seulement avec le patient de la séance en cours.

5. Faire jouer l'enfant

Une fois le patient confirmé sur la tablette, la séance peut commencer. Une séance peut contenir une ou plusieurs planches, jouées l'une après l'autre.

Choisissez une planche. Elle s'affiche en plein écran : c'est une image qui contient plusieurs visages, exprimant différentes émotions. Sur le côté, les quatre émotions sont proposées : la joie, la colère, la tristesse et la peur. Vous choisissez l'émotion que l'enfant doit chercher. L'enfant touche alors les visages qui, selon lui, expriment cette émotion.

Quand l'enfant touche le bon visage, une pastille verte apparaît dessus et y reste. Quand il se trompe, une pastille rouge apparaît : elle n'est visible que pour l'émotion en cours de recherche. Vous pouvez changer d'émotion à tout moment : les bonnes réponses déjà trouvées restent marquées en vert, quelle que soit l'émotion sélectionnée.

Quand l'enfant a terminé la planche, validez pour passer à la suite. La tablette affiche alors le résultat de la planche. De là, vous pouvez enchaîner sur une nouvelle planche, ou terminer la séance. À la fin, la tablette affiche un récapitulatif de toute la séance.

6. Récupérer les résultats sur l'ordinateur

À la fin de la séance, la tablette produit un QR code de session. Ce QR code contient tous les résultats détaillés : pour chaque planche et chaque émotion, ce que l'enfant a trouvé et ses erreurs.

Sur l'ordinateur, lancez le scan et présentez la caméra devant ce QR code affiché par la tablette. Les résultats de la séance sont alors enregistrés dans le suivi du patient. La tablette, elle, ne conserve rien de durable : c'est l'ordinateur qui garde l'historique.

Si vous oubliez cette étape, les résultats de la séance ne seront pas ajoutés au suivi. Pensez donc à scanner le QR de session avant de quitter la séance.

7. Consulter le suivi d'un patient

Tout le suivi se consulte sur l'ordinateur. Ouvrez la fiche du patient depuis la liste des patients.

La fiche présente le détail des séances de l'enfant, séance par séance, avec ses résultats pour chaque émotion. Elle propose aussi un graphique d'évolution : une courbe par émotion, qui montre comment l'enfant progresse au fil du temps. Quand une émotion n'a pas été travaillée lors d'une séance, la courbe ne descend pas à zéro : elle s'interrompt simplement, pour ne pas faire croire à un échec.

À chaque séance enregistrée, l'ordinateur met aussi à jour un fichier tableur propre au patient. Ce fichier rassemble une synthèse, le détail des séances et un graphique d'évolution. Vous pouvez l'ouvrir avec un tableur classique pour garder une trace ou la partager dans votre dossier.

8. Le mode démonstration

L'application tablette propose un mode démonstration. Il sert à présenter ou tester le jeu sans créer de vrai patient.

Depuis l'accueil de la tablette, lancez le mode démonstration. Un patient fictif est chargé automatiquement, sans passer par le scan d'un QR code. Vous pouvez alors parcourir tout le jeu normalement, jusqu'au récapitulatif. Aucun QR code de session n'est produit en mode démonstration, et rien n'est transmis à l'ordinateur : c'est un mode d'essai, sans effet sur vos données.

9. En cas de souci

Voici les situations les plus courantes et ce qu'il faut faire.

La caméra n'arrive pas à lire un QR code. Approchez ou éloignez doucement l'appareil de l'écran, et veillez à ce que le QR code soit bien net et entièrement visible dans le cadre. Un écran trop incliné ou un reflet peuvent gêner la lecture.

La tablette refuse un QR code. Cela peut arriver si les deux appareils n'ont pas été reliés au préalable, ou si le QR code lu ne correspond pas à celui attendu. Vérifiez que l'appairage a bien été fait une première fois, et que vous présentez le bon QR code.

Les résultats d'une séance n'apparaissent pas dans le suivi. C'est généralement que le QR code de session n'a pas été scanné par l'ordinateur en fin de séance. Cette étape est nécessaire pour que les résultats soient enregistrés.

La séance a été interrompue. Si la tablette passe en arrière-plan ou se met en veille pendant une séance, l'application est capable de reprendre la séance en cours du patient à sa réouverture. Vous retrouvez l'enfant chargé et pouvez continuer.

Guide d'utilisation d'OSEE. Pour le détail du fonctionnement interne du dispositif, reportez-vous à la documentation technique.